

APPLICATION TUMOROTEK

Manuel d'utilisation du module GATSBI



 SERVICE NUMÉRIQUE DE SANTÉ	Manuel d'utilisation du module GATSBI	TK_GATSBI_Manuel_Utilisation.docx
	MANUEL D'UTILISATION DU MODULE GATSBI	10/11/2025

Table des matières

1.	Présentation générale du module.....	4
2.	Accès et identification	5
I.	Accès :.....	5
II.	Identification :	5
3.	Introduction.....	6
I.	Principe.....	6
II.	Cas concret d'utilisation	6
4.	Étude	11
I.	Page d'accueil.....	11
II.	Création d'une étude.....	13
1.	Section détail de l'étude.....	14
2.	Section seuils d'alerte.....	17
3.	Section Promotion.....	17
4.	Section sites investigateurs	19
5.	Section Documents.....	21
6.	Section contextes associés	22
III.	Édition d'une étude	25
IV.	Suppression d'une étude.....	25
V.	Archiver une étude	25
VI.	Réactiver une étude	26
VII.	Exporter en CSV la liste des études	26
VIII.	Exporter une étude au format PDF	27
IX.	Quitter le mode consultation de l'étude.....	27
5.	Schémas de visites.....	27
I.	Création d'un schéma de visite	28
II.	Édition d'un schéma de visite.....	29
III.	Suppression d'un schéma de visite	29
IV.	Quitter le mode consultation d'un schéma de visite	29
6.	Contextes.....	31
I.	Création d'un contexte.....	33
II.	Édition du contexte	38
III.	Suppression d'un contexte	38
IV.	Exporter en CSV la liste des contextes	39

 SERVICE NUMÉRIQUE DE SANTÉ	Manuel d'utilisation du module GATSBI	TK_GATSBI_Manuel_Utilisation.docx
	MANUEL D'UTILISATION DU MODULE GATSBI	10/11/2025

V.	Exporter un contexte au format PDF.....	39
VI.	Quitter le mode consultation d'un contexte.....	39
7.	Paramétrages	40
I.	Création d'un paramétrage	41
II.	Édition du paramétrage.....	43
III.	Suppression d'un paramétrage	43
IV.	Exporter en CSV la liste des paramétrages.....	43
V.	Exporter en PDF un paramétrage.....	43
VI.	Quitter le mode consultation d'un paramétrage	43

 SERVICE NUMÉRIQUE DE SANTÉ	Manuel d'utilisation du module GATSBI	TK_GATSBI_Manuel_Utilisation.docx
	MANUEL D'UTILISATION DU MODULE GATSBI	10/11/2025

1. Présentation générale du module

TumorateK est un outil dédié à la gestion des collections de prélèvement et d'échantillons biologiques des Centres de Ressources Biologiques. Une collection est l'ensemble d'échantillons biologiques remplissant les conditions biologiques et réglementaires nécessaires pour leur utilisation à des fins de recherche scientifique. **TK®** est un logiciel open source régi sur la licence CeCILL et développé depuis 2002 par l'AP-HP.

Depuis 2019, **TK®** est maintenu par SESAN en partenariat avec l'AP-HP et en collaboration avec les HCL. C'est-à-dire que le projet est divisé en trois parties prenantes. Le rôle des trois parties est :

- **SESAN** : Assurer la maintenance évolutive et corrective ; le support ; le suivi financier, administratif et l'assistance à l'installation.
- **AP-HP** : Assurer le transfert de compétences ; le support ; l'architecture / la conception.
- **HCL** : Assurer la collecte des correctifs et des évolutions ; la validation des développements pour MEP ; le support ; la formation ; le référent des utilisateurs de **TK®**.

TK® est une application nationale. Elle est installée chez une vingtaine d'adhérents. Les fonctionnalités de **TK®** répondent à la plupart des usages des CRB. Mais il en manquait une : la gestion des essais cliniques. Pour cela, un nouveau cahier des charges a été rédigé par les utilisateurs de **TK®** et la collégiale des CRB de l'AP-HP (Ensemble des représentants des CRB) en 2017. C'est dans ce cadre que GATSBI (Gestion Automatisée des Templates d'Essais Biologiques) a été demandé.

Gatsbi permettra aux utilisateurs de **TK®** d'avoir une vision « projet » ainsi qu'une vision par collection. De plus, GATSBI permettra de contextualiser les écrans de **TK®** pour chaque projet. Ce qui veut dire que GATSBI permet de créer des modèles de formulaire en fonction du contexte lié à la collection, pour faciliter la saisie des utilisateurs.

L'équipe projet **TK®**.

 SERVICE NUMÉRIQUE DE SANTÉ	Manuel d'utilisation du module GATSBI	TK_GATSBI_Manuel_Utilisation.docx
	MANUEL D'UTILISATION DU MODULE GATSBI	10/11/2025

2. Accès et identification

I. Accès :

Gatsbi est une application de type Web, accessible par Intranet via un navigateur Web :

- Google Chrome (à préconiser car le logiciel est optimisé pour ce navigateur)
- Firefox 3 et plus (www.mozilla.org/products/firefox/)

II. Identification :

Pour utiliser Gatsbi, il faut s'identifier dans **TK®**, puis cliquer sur le nouveau menu « Gatsbi » dans l'onglet « Administration ». Un onglet « TK-Gatsbi » s'ouvrira et affichera la liste des études.



Vous pourrez retourner facilement dans Tumorotek en cliquant sur l'onglet « Tumorotek ».

Règles de gestion :

- Gatsbi est accessible aux administrateurs de plateformes et de collections. Un administrateur de collections verra toutes les études même celles potentiellement associées à une collection dont il n'est pas admin car une étude peut être rattachée à plusieurs collections
- La plateforme en cours dans Tumorotek lors de l'ouverture de Gatsbi est reprise dans Gatsbi.

Pour changer de plateforme dans Gatsbi, il faut donc :

- fermer l'onglet Gatsbi (cliquer sur « X » au niveau de l'onglet TK-Gatsbi)
- si Tumorotek est sur la page « Gatsbi », il faut « réactiver le lien Gatsbi ». Pour cela, cliquer sur un autre menu d'Administration puis cliquer sur Gatsbi

 SERVICE NUMÉRIQUE DE SANTÉ	Manuel d'utilisation du module GATSBI	TK_GATSBI_Manuel_Utilisation.docx
	MANUEL D'UTILISATION DU MODULE GATSBI	10/11/2025


3. Introduction

I. Principe

Gatsbi doit répondre à une problématique des CRB : la gestion des essais cliniques. Pour répondre à cette problématique Gatsbi se décompose en quatre parties :

- Étude ;
- Schéma de visites, pour planifier les visites sur la fiche patient de Tumorotek ;
- Contexte, permettant de définir les champs à afficher sur les fiches Patient, Prélèvement, Echantillon de Tumorotek ;
- Paramétrage, permettant de définir des valeurs par défaut pour les contextes utilisés dans Tumorotek.

Ces quatre parties correspondent aux onglets affichés.



Une partie statistique sera proposée ultérieurement.

II. Cas concret d'utilisation

Dans Tumorotek, besoin de simplifier les écrans pour une étude « ETUDE-DEMO » (cas hyper basique avec nombre de champs très restreint) :

1. Définition du contexte dans Gatsbi (sélection des champs à afficher avec l'indication obligatoire ou non)

Détail du contexte

* Libellé du contexte

DEMO-PREL

Type de contexte

Prelevement

Etude

+

ETUDE-DEMO

Site intermédiaire

☐

Référencement

	Tout cocher	☐	Tout cocher	☐	Tout cocher	☐	
* Code prélèvement	Visible	☒	Obligatoire	☒	Tableau	☒	
					Position	2	
Nature	Visible	☒	Obligatoire	☒	Tableau	☒	Valeurs SANG TISSU
					Position	3	
Numéro de Laboratoire	Visible	☒	Obligatoire	☒	Tableau	☐	

Informations patient

	Tout cocher	☐	Tout cocher	☐	Tout cocher	☐	
Section Informations patient	Visible	☐	Obligatoire	☐	Tableau	☐	
N° de dossier patient	Visible	☒	Obligatoire	☐	Tableau	☐	

Statut juridique

	Tout cocher	☐	Tout cocher	☐	Tout cocher	☐	
Statut juridique	Visible	☒	Obligatoire	☒	Tableau	☒	Valeurs RECHERCHE
					Position	7	
Date	Visible	☐	Obligatoire	☐	Tableau	☐	


Informations prélèvement

	Tout cocher	☐	Tout cocher	☐	Tout cocher	☐	
Préleveur	Visible	☒	Obligatoire	☐	Tableau	☐	
Etablissement / Service préleveur	Visible	☐	Obligatoire	☐	Tableau	☐	
Date de prélèvement	Visible	☐	Obligatoire	☐	Tableau	☒	
					Position	1	
Type de prélèvement	Visible	☒	Obligatoire	☒	Tableau	☒	Valeurs BIOPSIE PRISE DE SANG
					Position	4	
Stérile	Visible	☐	Obligatoire	☐	Tableau	☐	
Risques infectieux	Visible	☐	Obligatoire	☐	Tableau	☐	


Conditionnement

	Tout cocher	☐	Tout cocher	☐	Tout cocher	☐	
Type de conditionnement	Visible	☐	Obligatoire	☐	Tableau	☐	
Milieu	Visible	☐	Obligatoire	☐	Tableau	☐	
Nb conditionnement	Visible	☐	Obligatoire	☐	Tableau	☐	

Impact dans Tumorotek (écran de saisie d'un prélèvement avec moins de champs) :



2. Définition de paramétrages (valeurs par défaut pour certains champs du contexte)
 - 1^{er} paramétrage (lié à la nature SANG)



 SERVICE NUMÉRIQUE DE SANTÉ	Manuel d'utilisation du module GATSBI	TK_GATSBI_Manuel_Utilisation.docx
	MANUEL D'UTILISATION DU MODULE GATSBI	10/11/2025

- 2^e paramétrage (lié à la nature TISSU)

Paramétrages







Détail du paramétrage

* Libellé du paramétrage	Contexte	Type de contexte
DEMO-PREL-TISSU	DEMO-PREL	Prelevement

Référencement

Code prélèvement	
Nature	TISSU
Numéro de Laboratoire	

Statut juridique

Statut juridique	RECHERCHE
------------------	-----------

Informations prélèvement

Préleveur	Non paramétrable
Type de prélèvement	BIOPSIE

Informations patient

N° de dossier patient	Non paramétrable
-----------------------	------------------

Impact dans Tumorotek (sélection du paramétrage lors de la création) :


Vous êtes connecté sur : testGatsbi-coliDemo

Accueil | Patient | **Prélèvement** | Echantillon | Dérivé | Cession | Stockage | Recherche | Administration | Statistiques

Recherche (0)

	Code	Identifiant	Maladie	Nature	Type	Statut juridique	Nb échantillons Rest./Tot. (Stock.)
--	------	-------------	---------	--------	------	------------------	-------------------------------------

Prélèvement : paramètres pré-définis

- Nouveau
- DEMO-PREL-SANG
- DEMO-PREL-TISSU

« Nouveau » correspond au contexte sans paramétrage

3. Définition du schéma de visites pour l'étude

Pour chaque visite, les prélèvements à faire sont définis (sélection d'un ou plusieurs paramètres)

Détail du schéma de visite

* Libellé du schéma	* Etude	Contexte de prélèvement associé
DEMO-VISITES	ETUDE-DEMO	DEMO-PREL
* Nombre de visites		
4		

Libellé	Paramétrage de prélèvement	Intervalle depuis la visite initiale
V0	DEMO-PREL-TISSU 1	0 Heures(s) ▼
	DEMO-PREL-SANG 2	
V1	DEMO-PREL-SANG 1	1 Mois ▼
V2	DEMO-PREL-TISSU 1	2 Mois ▼
	DEMO-PREL-SANG 2	
V3	DEMO-PREL-SANG 1	3 Mois ▼

Impact dans Tumorotek lors de la création du patient

Saisie d'une date d'inclusion (pour calculer le planning des visites) :

Fiche Patient

Identifiant *

N° Patient

Libellé	Date de visite	Schéma de prélèvements
Production du schéma de visites Saisir la date d'inclusion du patient (baseline) 10/01/2023 Valider Annuler		

⇒ Affichage du schéma de visite à titre d'information avant validation de la création du patient :

Fiche Patient

Identifiant *

N° Patient

Libellé	Date de visite	Schéma de prélèvements
V0	10/01/2023	DEMO-PREL-TISSU[1,1], DEMO-PREL-SANG[2,2]
V1	10/02/2023	DEMO-PREL-SANG[1,1]
V2	10/03/2023	DEMO-PREL-TISSU[1,1], DEMO-PREL-SANG[2,2]
V3	10/04/2023	DEMO-PREL-SANG[1,1]

⇒ Sur la fiche patient, les visites sont définies en prévision des prélèvements

Fiche Patient

Identifiant

PATI-DEMO1

N° Patient

Visites/Maladies(4) - Prélèvements(0)

V0 (0)

Code diagnostic

Date de début

10/01/2023

Date du diagnostic

▸ Médecins référents(0)

▾ Prélèvements(0)

Modifier

Nouveau prélèvement

Historique

V1 (0)

V2 (0)

V3 (0)

4. Étude

I. Page d'accueil

Cette page correspond à la gestion des études. Il s'agit de la 1^{re} page que va rencontrer l'utilisateur en allant sur Gatsbi.

Tumorotek

GATSBI : Gestion Automatisée des Templates d'Essais Biologiques

Études

Schémas de visites

Contextes

Paramétrages

Statistiques

Inclure les archives

Acronyme	Titre	Promoteur	Date début	Date fin
ETU1	Mia première étude	AP-HP	16/06/2021	23/06/2021
ETU2	ETU2	Non renseigné	23/08/2021	27/08/2021
ETU3	ETU3	Non renseigné	26/08/2021	02/09/2021
MEL	MELBASE	Non renseigné	07/09/2021	22/09/2022
SAN	Test Sandra	AP-HP	09/08/2021	23/08/2022
TEST	T	Non renseigné	30/08/2021	31/08/2021
etu56	etude56	AP-HP	13/10/2021	13/10/2021

Nb. par page

1 - 7 of 7

<

>

Rechercher

Figure 1 : Page d'accueil de Gatsbi

Sur la figure 1, vous pouvez voir un tableau listant les études qui ont été enregistrées pour une plateforme donnée (celle en cours dans Tumorotek lors de l'ouverture de Gatsbi). Dans ce tableau, nous affichons certaines informations générales de l'étude :

- Acronyme ;
- Titre ;

 SERVICE NUMÉRIQUE DE SANTÉ	Manuel d'utilisation du module GATSBI	TK_GATSBI_Manuel_Utilisation.docx
	MANUEL D'UTILISATION DU MODULE GATSBI	10/11/2025

- L'organisme promoteur (s'il y en a) ;
- La date de début ;
- La date de fin.

Si aucune étude n'a été créée alors il n'y aura qu'une seule ligne dans le tableau où il sera marqué « Aucun résultat ».


① Pour trier par ordre alphabétique les études en fonction de chaque colonne, il y a une flèche qui apparaît sur le côté droit du libellé de la colonne lorsqu'on la survole avec la souris.

② Il est possible de rechercher une étude via la barre de recherche en dessous du tableau en saisissant le titre, l'acronyme ou le promoteur.

③ Cocher la case , à côté de « Inclure les archives », rafraîchit la liste des études et celles archivées apparaissent en italiques dans le tableau.

④ Cliquer sur le “ + ” en haut du tableau, redirige sur la page de création d'une étude.

II. Création d'une étude



TumoroteK GATSBI : Gestion Automatisée des Templates d'Essais Biologiques

Etudes | Schémas de visites | Contextes | Paramétrages | Statistiques

Inclure les archives ☐

Détail de l'étude

* Titre : * Acronyme : * Nombre patients prévus :

* Date début : * Date fin :

jj/mm/aaaa

Données cliniques ☐

Maladies (CIM-10) : Collections :

Aucune collection associée à cette étude dans TK

Seuils d'alerte

Prélèvement à l'arrivée : % Echantillon après traitement : % Echantillon à la cession : %

Promotion

Type promotion : Type de projet de recherche : Organisme promoteur :

Sélectionner...

Coordinateur : Chef de projet : URC :

C.R.O. : Autres informations :

Sites investigateurs (0)

Documents (0)

Contextes associés

Libellé Type de contexte :

Nb. par page 10 0 of 0

Figure 2 : Page de création d'une étude

La figure 2 représente la création d'une étude. Comme vous pouvez le voir, il y a deux parties sur cette figure: la première partie représentée par un rectangle rouge est le tableau listant les études. La deuxième partie représentée par un rectangle vert correspond au formulaire de création d'une étude. Le formulaire est divisé en six sections :

- Détail de l'étude ;
- Seuils d'alerte ;
- Promotion ;
- Sites investigateurs;
- Documents ;
- Contextes associés.

1. Section détail de l'étude




Figure 3 : Section détail de l'étude

- Complétez les informations.

Champ de saisie	Description	Valeur
*Titre	Nom de l'étude	Texte
*Acronyme	Acronyme de l'étude	Texte
*Nombre de patients prévus	Nombre de patients prévus pour cette étude	Nombre
*Date de début	Date de début de l'étude Ne peut pas être antérieure à 15 jours avant la date courante	Date
*Date de fin	Date de fin de l'étude qui ne peut pas être inférieure à la date de début de l'étude	Date
Données cliniques	Case à cocher pour activer le champ texte « Compléments »	Case cochée ou décochée
Maladies (CIM-10)	Liste de maladies liées à cette étude	Liste de maladies enregistrées dans la CIM-10

Les champs obligatoires sont caractérisés par des « * », si on clique sur le bouton :  sans renseigner un des champs obligatoires alors le contour des champs devient rouge et le message « Champ obligatoire » apparaît en dessous, comme sur la figure 4 :




Figure 4 : Section détail de l'étude - Formulaire invalide

Remarques :

- Une fois l'étude créée, vous devrez revenir dans **TK®**, pour créer la collection associée (avec un contexte Gatsbi rattaché à cette étude). Le champ « Collections » sera alors automatiquement renseigné avec le nom de cette collection quand vous reviendrez sur cet écran.
- Si vous décidez d'enregistrer une étude en ayant rempli juste les champs obligatoires et que le libellé et/ou l'acronyme existe déjà alors une pop-up d'erreur apparaît pour vous informer de cette erreur :




Figure 5 : POP-UP Erreur - Entête

 SERVICE NUMÉRIQUE DE SANTÉ	Manuel d'utilisation du module GATSBI	TK_GATSBI_Manuel_Utilisation.docx
	MANUEL D'UTILISATION DU MODULE GATSBI	10/11/2025

I. Ajouter une maladie

- Cliquez sur le bouton :  à côté du champ « Maladies (CIM-10) »

Assigner des maladies

Liste des maladies sélectionnées :

Figure 6 : Boite de dialogue - Assigner des maladies

- Renseignez le code ou une partie du code de la maladie ou une partie du nom de la maladie
- Cliquez sur le bouton :
- Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez les maladies que vous souhaitez

Remarque :

- Les maladies sélectionnées seront affichées en dessous du champ « Liste des maladies sélectionnées : »

II. Supprimer une maladie

- Cliquer sur la « X » à côté du nom de la maladie

Maladies (CIM-10)

E44 - malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée

E44.0 - malnutrition protéino-énergétique modérée

Collections

Aucune collection associée à cette étude dans TK

Figure 7 : Suppression d'une maladie

2. Section seuils d'alerte




Figure 6 : Section seuils d'alerte

Cette section permet de définir des seuils d'alerte de non-conformité.

- Complétez les informations :

Champ de saisie	Description	Valeur
Prélèvement à l'arrivée	Seuil d'alerte (pourcentage de prélèvement) pour la non conformité à l'arrivée	Nombre
Échantillon après traitement	Seuil d'alerte (pourcentage d'échantillon) pour la non conformité après traitement	Nombre
Échantillon à la cession	Seuil d'alerte (pourcentage d'échantillon) non conformité à la cession	Nombre

3. Section Promotion




Figure 7 : Section promotion

La partie promotion permet d'associer les collaborateurs et les institutions qui sont chargées de l'étude et préciser des éléments sur le type de l'étude.

Vous pouvez :

- ① Ajouter un type de promotion
- ② Ajouter un type de projet de recherche
- ③ Ajouter un organisme promoteur
- ④ Ajouter des collaborateurs
- ⑤ Ajouter un CRO¹
- ⑥ Ajouter des informations en complément

¹ CRO : Contract Research Organization (en français : société de recherche contractuelle)

 SERVICE NUMÉRIQUE DE SANTÉ	Manuel d'utilisation du module GATSBI	TK_GATSBI_Manuel_Utilisation.docx
	MANUEL D'UTILISATION DU MODULE GATSBI	10/11/2025

III. Ajouter un Coordinateur/Chef de projet/URC²

1. Cliquer sur le bouton :  à côté du champ « Coordinateur/Chef de projet/URC »
2. Sélectionner le ou les établissement(s) et/ou le ou les service(s) (un filtre a été mis en place pour faciliter votre recherche)
3. Sélectionner le ou les collaborateur(s)




Figure 8 : Boîte de dialogue - Ajouter un coordinateur/Chef de projet/URC

Règle de gestion :

- Si le collaborateur est déjà existant dans un des trois champs alors l'ajout est impossible pour ce collaborateur mais cela ne bloque pas l'ajout des autres collaborateurs : une pop-erreur apparaît alors




Figure 9 : POP-UP Erreur – Collaborateur

IV. Ajouter un CRO

- Cliquez sur le bouton :  à côté du champ « CRO »

² URC : Unité de Recherche Clinique

 SERVICE NUMÉRIQUE DE SANTÉ	Manuel d'utilisation du module GATSBI	TK_GATSBI_Manuel_Utilisation.docx
	MANUEL D'UTILISATION DU MODULE GATSBI	10/11/2025

- Sélectionner l'établissement dans la liste déroulante qui apparaît alors :




Figure 10 : Section promotion - Ajout d'un CRO

V. Supprimer un Coordinateur/Chef de projet/URC/CRO

- Cliquez sur la « X » à côté du nom du collaborateur

4. Section sites investigateurs




Figure 11 : Section sites investigateurs

Pour cette section, on gère les sites investigateurs donc des établissements, leurs services et les collaborateurs qui ont été référencés dans TK et qui travaillent sur le projet.

- Cliquez sur le bouton : 




Figure 12 : Boite de dialogue - Ajout site investigateur

- Sélectionner le ou les établissements ainsi que le ou les services liés (utiliser le filtre pour vous faciliter la recherche des établissements ou des services)
- Puis entrer un numéro de centre si vous le souhaitez
- Cliquer sur le bouton « Valider »

 SERVICE NUMÉRIQUE DE SANTÉ	Manuel d'utilisation du module GATSBI	TK_GATSBI_Manuel_Utilisation.docx
	MANUEL D'UTILISATION DU MODULE GATSBI	10/11/2025




Figure 13 : Section site investigateur - Ajout d'un site

Remarque :

- Pour supprimer un site, cliquez sur le bouton : 
- Pour ajouter une personne « investigateur », cliquer sur le bouton :  qui se trouve en dessous du numéro de centre et du nom du service



Figure 14 : Boite de dialogue - Ajout Co-investigateur/Investigateur

- Sélectionner le collaborateur
- Cliquez sur « Valider »

Remarques :

- Par défaut le collaborateur est mis en tant que Co-investigateur, si vous voulez qu'il soit en investigateur principal, cochez la case à côté du champ « Investigateur principal » et inversement pour le remettre en Co-investigateur.
- Si le collaborateur est déjà existant dans la même section ou dans la section promotion alors un pop-up d'erreur apparaît (voir figure n° 12)

 SERVICE NUMÉRIQUE DE SANTÉ	Manuel d'utilisation du module GATSBI	TK_GATSBI_Manuel_Utilisation.docx
	MANUEL D'UTILISATION DU MODULE GATSBI	10/11/2025




Figure 15 : Section sites investigateurs

Si le collaborateur a renseigné son numéro de téléphone dans TK® alors il s'affiche sinon il est marqué « Numéro non renseigné »

Remarque :

- Pour supprimer le collaborateur, cliquez sur le bouton : 

5. Section Documents




Figure 16 : Section documents

Dans cette section, il s'agit de répertorier tous les documents qui sont en lien avec l'étude ou qui peuvent être utilisés pour l'étude. Pour cela, cette section est divisée en cinq catégories :

- Protocole ;
- Convention ;
- Grille des surcoûts ;
- Consentement ;

 SERVICE NUMÉRIQUE DE SANTÉ	Manuel d'utilisation du module GATSBI	TK_GATSBI_Manuel_Utilisation.docx
	MANUEL D'UTILISATION DU MODULE GATSBI	10/11/2025

- Manuel laboratoire.

❖ Cliquez sur le bouton :  pour ajouter un document

Règles de gestion :

- Pour supprimer un document, cliquez sur la « X » à côté du nom du document
- Si le document est déjà existant dans l'étude alors un pop-up d'erreur apparaît (figure n° 19)
- Si le document vient d'être ajouté alors il n'est pas possible de le visualiser, il faut enregistrer l'étude pour le visualiser (figure n° 20)



Figure 17 : POP-UP Erreur - Même document



Figure 18 : POP-UP Erreur – Document

6. Section contextes associés




Figure 19 : Section contextes associés

Cette section liste tous les contextes associés dans une étude. Cette section est automatique, elle se met à jour lorsqu'un contexte est rattaché à l'étude. Chaque étude peut avoir un seul contexte par type de contexte mais un même contexte peut être rattaché à plusieurs études. Les contextes peuvent être triés par libellé ou par type de contexte via les flèches qui apparaissent à droite de l'entête des colonnes. Si vous cliquez sur le contexte vous serez redirigé vers la page détail de ce contexte.

En mode création / édition, après avoir complété des informations, si vous cliquez sur une autre étude ou un onglet ou sur le bouton :  sans avoir sauvegardé, un pop-up de confirmation apparaît alors :

 SERVICE NUMÉRIQUE DE SANTÉ	Manuel d'utilisation du module GATSBI	TK_GATSBI_Manuel_Utilisation.docx
	MANUEL D'UTILISATION DU MODULE GATSBI	10/11/2025




Figure 20 : POP-UP de Confirmation

Si vous cliquez sur « Confirmer » alors toutes les informations que vous avez renseignées seront perdues. Si vous cliquez sur « Annuler » vous reviendrez à la création/édition de votre étude.

Après avoir rempli les informations, cliquez sur le bouton :  pour sauvegarder votre étude. Après cela vous obtiendrez le détail de cette étude :

 SERVICE NUMÉRIQUE DE SANTÉ	Manuel d'utilisation du module GATSBI	TK_GATSBI_Manuel_Utilisation.docx
	MANUEL D'UTILISATION DU MODULE GATSBI	10/11/2025

III. Édition d'une étude

- En mode consultation, vous pouvez passer en mode modification en cliquant sur le bouton : 

IV. Suppression d'une étude

- En mode consultation, vous pouvez supprimer une étude en cliquant sur le bouton :  un pop-up de confirmation de suppression apparaîtra alors :




Figure 22 : POP-UP de Confirmation de suppression d'une occurrence

- Si vous cliquez sur « Confirmer » l'étude sera supprimée si vous cliquez sur « Annuler » elle sera conservée.

V. Archiver une étude

- Cliquer sur le bouton archiver : 
- Un pop-up de confirmation apparaîtra :




Figure 23 : POP-UP de Confirmation d'archivage de l'étude

Règles de gestion :

- Une étude ne peut être archivée que si elle n'est pas rattachée à une collection dans Tumorotek.
- Si un ou des schéma(s) de visite(s) sont liés à l'étude alors ils sont aussi archivés.
- Les contextes et paramétrages ne seront par contre pas archivés car ils peuvent être associés à plusieurs études.

 SERVICE NUMÉRIQUE DE SANTÉ	Manuel d'utilisation du module GATSBI	TK_GATSBI_Manuel_Utilisation.docx
	MANUEL D'UTILISATION DU MODULE GATSBI	10/11/2025

VI. Réactiver une étude

- Cocher la case ☐ Inclure les archives (en haut à droite de la liste des études)
- Sélectionner l'étude à réactiver (les lignes des études archivées sont mises en italiques)
- Cliquer sur le bouton réactiver : 
- Un pop-up de confirmation apparaîtra alors :



Figure 24 : POP-UP de Confirmation de réactivation de l'étude

Règles de gestion :

- Les visites associées seront réactivées.

VII. Exporter en CSV la liste des études

- Cliquez sur le bouton d'export en CSV :




Figure 25 : Bouton export en CSV

- Un pop-up de confirmation apparaîtra :




Figure 26 : POP-UP de Confirmation d'export en CSV - études

 SERVICE NUMÉRIQUE DE SANTÉ	Manuel d'utilisation du module GATSBI	TK_GATSBI_Manuel_Utilisation.docx
	MANUEL D'UTILISATION DU MODULE GATSBI	10/11/2025

Si vous cliquez sur « Valider », vous obtiendrez l'export en CSV de la liste des études. Cet export comprend les informations générales de l'étude.

VIII. Exporter une étude au format PDF

- Cliquez sur une étude dans le tableau listant les études.
- Cliquez sur le bouton PDF :




Figure 27 : Bouton export en PDF

Vous obtiendrez un PDF avec toutes les informations de l'étude.

IX. Quitter le mode consultation de l'étude

- Cliquez sur le bouton quitter : 
- Vous reviendrez à la liste des études

5. Schémas de visites



Libellé ↑	Etude	Nombre de visites
SCHEMA	MELBASE	4

Figure 28 : Tableau listant les visites

Un schéma de visite permet de définir :

- le nombre de visites à programmer pour un patient
- leurs fréquences
- les types de prélèvement à prévoir.

Cliquer sur l'onglet Schémas de visites affiche tous les schémas définis pour les études de la plateforme courante. La liste reprend :

- le libellé du schéma de visites
- le titre de l'étude associée
- le nombre de visites définies.

L'utilisateur pourra rechercher un schéma de visite à partir d'une partie du libellé ou du titre de l'étude.

I. Création d'un schéma de visite

Pour créer un schéma de visite, cliquer sur le bouton : 





Figure 29 : Page création d'un schéma de visite

- Complétez les informations liées à l'entête.

Champ de saisie	Description	Valeur
*Libellé du schéma	Nom du schéma de visite	Texte
*Étude	Nom de l'étude associé	Liste d'études
Contexte de prélèvement associé	Nom du contexte de type prélèvement associé à l'étude. <i>Une étude doit être sélectionnée au préalable</i>	Nom du contexte enregistré s'il est associé à l'étude
*Nombre de visites	Nombre de visites pour ce schéma	Nombre

- Un fois le nombre de visites renseigné, cliquer sur le bouton Générer (passé en bleu) pour renseigner les éléments concernant les visites :



 SERVICE NUMÉRIQUE DE SANTÉ	Manuel d'utilisation du module GATSBI	TK_GATSBI_Manuel_Utilisation.docx
	MANUEL D'UTILISATION DU MODULE GATSBI	10/11/2025

Champ de saisie	Description	Valeur
Libellé	Nom pour chaque visite	Texte
Paramétrage de prélèvement	- Nom d'un paramétrage du contexte prélèvement de l'étude associée - le nombre de prélèvements de ce type à faire lors de la visite	paramétrages enregistrés
Intervalle depuis la visite initiale	Délai à partir de la visite initiale	Nombre + (Heure(s)/Jour(s) /Mois)

/!\ la sélection d'un paramétrage doit être validée en cliquant sur le bouton 

Règle de gestion :

- Vous pouvez :
 - ajouter une visite en cliquant sur  en bas du tableau
 - supprimer une visite en cliquant sur  en bout de ligne
 - supprimer toutes les visites en cliquant sur le bouton « Supprimer » : 
 - déplacer l'intervalle en cliquant sur les flèches à droite de la visite   en veillant à garder une cohérence entre la position et le délai par rapport à la visite initiale .
- La visite initiale ne peut être déplacée ni supprimée
- Les autres visites ne peuvent pas prendre la place de la visite initiale
- Lors de l'enregistrement du schéma, si le libellé de schéma renseigné existe déjà, un pop-up apparaîtra avec le message suivant :




Figure 30 : POP-UP Erreur - Même libellé - Visites

II. Édition d'un schéma de visite

- Vous pouvez modifier votre schéma de visite en cliquant sur le bouton : 

III. Suppression d'un schéma de visite

- Vous pouvez supprimer votre schéma de visite en cliquant sur le bouton :  un pop-up de confirmation de suppression apparaîtra (voir figure n°25)
- Si vous cliquez sur « Valider » le schéma de visite sera supprimé sinon le schéma sera conservé.

IV. Quitter le mode consultation d'un schéma de visite

 SERVICE NUMÉRIQUE DE SANTÉ	Manuel d'utilisation du module GATSBI	TK_GATSBI_Manuel_Utilisation.docx
	MANUEL D'UTILISATION DU MODULE GATSBI	10/11/2025


- Sur un schéma de visite en lecture, cliquez sur le bouton quitter,  vous reviendrez alors sur la liste des schémas de visite

6. Contextes

La partie contexte est ce qui permet de faciliter la saisie des formulaires dans TK®. En effet, c'est dans cette partie que seront définis :

- l'affichage ou non d'un champ
- le fait qu'il sera obligatoire ou non
- les filtres sur les valeurs des thésaurus.

Un contexte est une façon de dessiner les formulaires dans TK®, c'est pourquoi, une étude ne peut avoir qu'un seul contexte par type de contexte.



Libellé ↑	Nb. études reliées	Site intermédiaire	Type de contexte
COVP	0	Non	Maladie
COVP Ctx prlvmt	0	Non	Prelevement
Contexte 1	1	Non	Prelevement
Contexte ech	0	Non	Echantillon
Premier contexte de prélèvement	0	Oui	Prelevement
Test linked	0	Non	Derive
[MEL] Contexte Prélèvement	1	Non	Prelevement
[SAN] Ctx prélèvement	3	Non	Prelevement
ctxTest	0	Non	Prelevement
test	0	Non	Prelevement

Nb. par page 20 1 - 10 of 10 |< < > >|

Rechercher

Figure 31 : Tableau listant les contextes

La liste des contextes affiche :

- le libellé;
- le nombre d'études reliées pour chaque contexte,
- l'affichage ou non de la traçabilité des sites intermédiaires;
- le type du contexte.

Pour créer un contexte, il faut cliquer sur le bouton . Un menu déroulant apparaît pour sélectionner le type de contexte à créer :

 SERVICE NUMÉRIQUE DE SANTÉ	Manuel d'utilisation du module GATSBI	TK_GATSBI_Manuel_Utilisation.docx
	MANUEL D'UTILISATION DU MODULE GATSBI	10/11/2025




Figure 32 : Menu de l'onglet contexte

I. Création d'un contexte

Tumorotek GATSBi : Gestion Automatisée des Templates d'Essais Biologiques

Etudes | Schémas de visites | **Contextes** | Paramétrages | Statistiques

Inclure les archives ☐

Libellé ↑ Type de contexte

COVP	Maladie
COVP Ctx privémt	Prélevement
Contexte 1	Prélevement
Contexte ech	Echantillon
Premier contexte de prélèvement	Prélevement
Test linked	Derive
[MEL] Contexte Prélèvement	Prélevement
[SAN] Ctx prélèvement	Prélevement
ctxTest	Prélevement
test	Prélevement

1 - 10 of 10 |< < > >|

Nb. par page 20

Rechercher

Détail du contexte

* Libellé du contexte Type de contexte Etude

Site intermédiaire ☐

Référencement

	Tout cocher	☐	Tout cocher	☐	Tout cocher	☐
* Code prélèvement	Visible	☒	Obligatoire	☒	Tableau	☒
Nature	Visible	☒	Obligatoire	☐	Tableau	☐
Numéro de Laboratoire	Visible	☒	Obligatoire	☐	Tableau	☐

Informations patient

	Tout cocher	☐	Tout cocher	☐	Tout cocher	☐
N° de dossier patient	Visible	☒	Obligatoire	☐	Tableau	☐

Informations prélèvement

	Tout cocher	☐	Tout cocher	☐	Tout cocher	☐
Date de prélèvement	Visible	☒	Obligatoire	☐	Tableau	☐
Type de prélèvement	Visible	☒	Obligatoire	☐	Tableau	☐
Stérile	Visible	☒	Obligatoire	☐	Tableau	☐
Risques infectieux	Visible	☒	Obligatoire	☐	Tableau	☐
Service préleveur	Visible	☒	Obligatoire	☐	Tableau	☐
Préleveur	Visible	☒	Obligatoire	☐	Tableau	☐

Conditionnement

	Tout cocher	☐	Tout cocher	☐	Tout cocher	☐
Type de conditionnement	Visible	☒	Obligatoire	☐	Tableau	☐
Milieu	Visible	☒	Obligatoire	☐	Tableau	☐
Nb conditionnement	Visible	☒	Obligatoire	☐	Tableau	☐

Statut juridique

	Tout cocher	☐	Tout cocher	☐	Tout cocher	☐
Statut juridique	Visible	☒	Obligatoire	☐	Tableau	☐
Date	Visible	☒	Obligatoire	☐	Tableau	☐

Figure 33 : Page création d'un contexte de type prélèvement - partie 1

Transfert du site préleveur vers le site de stockage

	Tout cocher	☐	Tout cocher	☐	Tout cocher	☐
Date de départ	Visible	☒	Obligatoire	☐	Tableau	☐
Transporteur	Visible	☒	Obligatoire	☐	Tableau	☐
Température de transport	Visible	☒	Obligatoire	☐	Tableau	☐
Date d'arrivée	Visible	☒	Obligatoire	☐	Tableau	☐
Opérateur	Visible	☒	Obligatoire	☐	Tableau	☐
Quantité	Visible	☒	Obligatoire	☐	Tableau	☐
Quantité unité	Visible	☒	Obligatoire	☐	Tableau	☐ <button>Thésaurus</button>
Conforme à l'arrivée	Visible	☒	Obligatoire	☐	Tableau	☐
Raison	Visible	☒	Obligatoire	☐	Tableau	☐ <button>Thésaurus</button>

Paramétrages associés

Libellé ↑

Nb. par page 10 0 of 0

Figure 34 : Page création d'un contexte de type prélèvement - partie 2

- Complétez les informations :

Champ de saisie	Description	Valeur
*Libellé du contexte	Nom du contexte	Texte
Étude	Nom de l'étude qui va être associée au contexte Il peut y en avoir plusieurs	Etudes enregistrées dans l'onglet Études
Site intermédiaire	indique s'il faut afficher ou non la traçabilité des sites intermédiaires	Case à cocher

L'écran propose ensuite un tableau contenant tous les champs définis dans Tumorotek pour le type de contexte sélectionné avec différentes actions possibles définies plus bas.

Règles de gestion :

- Le nombre de sections et leurs noms dépendent du type de contexte
- Une étude ne peut être associée qu'à un contexte par type de contexte.
- Si le libellé du contexte existe déjà pour la plateforme courant, un pop-up apparaîtra :

Oups, une erreur est survenue...

Le nom de contexte ET1-ECHANTILLON existe déjà pour la plateforme PLATEFORME 1

Figure 35 : POP-UP Erreur - Même libellé – Contexte

1. Ajouter une étude

- Cliquez sur le bouton  à côté du champ « étude »




Figure 36 : Boîte de dialogue – Étude – Partie 1

- Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez-le ou les études disponibles (les études sélectionnées seront affichées en dessous du champ « Listes des études sélectionnées : »)




Figure 37 : Boîte de dialogue – Étude – Partie 2

2. Supprimer une étude

- Retourner sur la figure n°42 et désélectionner l'étude ou alors cliquez sur la « X » à côté du nom de l'étude :



Figure 38 : Détail contexte - Suppression étude

3. Renseigner le contexte

- ① Le rendre visible ou non dans le formulaire de saisie TK® en cochant la case associée à « Visible »
- ② Le rendre obligatoire ou non
- ③ Le rendre visible ou non dans le tableau affiché dans TK®. Tumorotek lors du clic sur l'onglet (Prélèvement / Echantillon...). Si oui, vous pouvez indiquer la position dans ce tableau.



Référencement						
	Tout cocher	☐	Tout cocher	☐	Tout cocher	☐
*Code prélèvement	Visible	☒ ①	Obligatoire	☒	Tableau	☒
					Position	1
Nature	Visible	☒	Obligatoire	☒ ②	Tableau	☐
						
Numéro de Laboratoire	Visible	☒	Obligatoire	☐	Tableau	☒ ③
					Position	2

Figure 39 : Compléter les entités

4. Filtrer les thésaurus

- Pour filtrer les valeurs par défaut des thésaurus, cliquez sur le bouton :
- Une boîte de dialogue apparaît :



Sélectionner les valeurs pour le thésaurus *Nature*

Valeurs disponibles

- CHEVEUX >
- EMBRYON >
- EPANCHEMENT PLEURAL >
- LBA >
- LCR >
- LIQUIDE AMNIOTIQUE >
- LIQUIDE D'ASCITE >
- LIQUIDE DE KYSTE >
- PLASMAPHERESE >
- SALIVE >

Valeurs sélectionnées

< CELLULES

> <

Annuler Valider

Figure 40 : Boîte de dialogue - Ajouter un thésaurus

- Cliquer sur la flèche à droite du nom pour l'ajouter dans la colonne « Valeurs sélectionnées »

Remarque :

- Si vous voulez ajouter toute la colonne « Valeurs disponibles » dans la colonne « Valeurs sélectionnées » il faut cliquer sur les flèches du milieu (voir figure n°45)
- Si vous voulez supprimer des valeurs, ajoutées par erreur, il faut enlever la ou les valeurs qui se trouvent dans la colonne « Valeurs sélectionnées » et la remettre dans la colonne « Valeurs disponibles ». Pour cela, cliquez sur la flèche qui se trouve devant le nom de l'élément du thésaurus.

Après avoir complété votre contexte, pour le sauvegarder cliquez sur le bouton :




Un pop-up de confirmation qui prévient que ce contexte aura un impact dans TK® :



Figure 41 : POP-UP de Confirmation - sauvegarde du contexte

Si vous cliquez sur valider vous obtiendrez le détail du contexte sinon vous serez toujours en mode édition/création du contexte :



Tumorotek GATSBI : Gestion Automatisée des Templates d'Essais Biologiques

Etudes | Schémas de Visites | Contextes | Paramétrages | Statistiques

Inclure les archives

Détail du contexte

* Libellé du contexte: [MEL] Contexte Prélèvement | Type de contexte: Prélèvement | Etude: MELBASE

Site intermédiaire

Référencement

	Tout cocher	Tout cocher	Tout cocher
* Code prélèvement	Visible	Obligatoire	Tableau
Nature	Visible	Obligatoire	Tableau
Numéro de Laboratoire	Visible	Obligatoire	Tableau

Informations patient

	Tout cocher	Tout cocher	Tout cocher
N° de dossier patient	Visible	Obligatoire	Tableau

Informations prélèvement

	Tout cocher	Tout cocher	Tout cocher
Date de prélèvement	Visible	Obligatoire	Tableau
Type de prélèvement	Visible	Obligatoire	Tableau
Stérile	Visible	Obligatoire	Tableau
Risques infectieux	Visible	Obligatoire	Tableau
Service préleveur	Visible	Obligatoire	Tableau
Préleveur	Visible	Obligatoire	Tableau

Figure 42 : Détail contexte - Mode consultation - Part 1

Conditionnement

	Tout cocher	☐	Tout cocher	☐	Tout cocher	☐
Type de conditionnement	Visible	☒	Obligatoire	☐	Tableau	☐
Millieu	Visible	☒	Obligatoire	☐	Tableau	☐
Nb conditionnement	Visible	☒	Obligatoire	☐	Tableau	☐

Valeurs

CRYOTUBE | TUBE
EDTA | HEPARINE | SEC (SANG) | SEC (TISSU)

Statut juridique

	Tout cocher	☐	Tout cocher	☐	Tout cocher	☐
Statut juridique	Visible	☐	Obligatoire	☐	Tableau	☐
Date	Visible	☐	Obligatoire	☐	Tableau	☐

Transfert du site préleveur vers le site de stockage

	Tout cocher	☐	Tout cocher	☐	Tout cocher	☐
Date de départ	Visible	☐	Obligatoire	☐	Tableau	☐
Transporteur	Visible	☐	Obligatoire	☐	Tableau	☐
Température de transport	Visible	☐	Obligatoire	☐	Tableau	☐
Date d'arrivée	Visible	☐	Obligatoire	☐	Tableau	☐
Opérateur	Visible	☐	Obligatoire	☐	Tableau	☐
Quantité	Visible	☐	Obligatoire	☐	Tableau	☐
Quantité unité	Visible	☐	Obligatoire	☐	Tableau	☐
Conforme à l'arrivée	Visible	☐	Obligatoire	☐	Tableau	☐
Raison	Visible	☐	Obligatoire	☐	Tableau	☐

Paramétrages associés

Libellé ↑
[MEL] Sang
[MEL] Tissu

Nb. paramétrage par page 10 1 - 2 of 2 |< < > >|

Figure 43 : Détail contexte - Mode consultation - Part 2

Remarques :

- La section « Paramétrages associés » correspond à la liste des paramétrages associés au contexte. Si vous êtes en mode consultation du contexte, vous pouvez cliquer sur un paramétrage et vous serez redirigé sur le détail du paramétrage.
- Si vous êtes toujours en mode création/édition du contexte et que vous cliquez sur un autre contexte ou un onglet ou sur le bouton :  sans avoir sauvegarder, alors un pop-up de confirmation apparaît (figure n°23)

II. Édition du contexte

- Vous pouvez modifier votre contexte en cliquant sur le bouton :  et reprendre la procédure à partir de la page n°30 – Création d'un contexte

III. Suppression d'un contexte

- Vous pouvez supprimer votre contexte en cliquant sur le bouton :  un pop-up de confirmation de suppression apparaîtra (voir figure n°25)
- Si vous cliquez sur « Valider » le contexte sera supprimé sinon le contexte sera conservé.

 SERVICE NUMÉRIQUE DE SANTÉ	Manuel d'utilisation du module GATSBI	TK_GATSBI_Manuel_Utilisation.docx
	MANUEL D'UTILISATION DU MODULE GATSBI	10/11/2025

Remarque :

- Si le contexte est lié à une étude possédant une collection alors un pop-up d'erreur apparaîtra après la figure n°25 :




Figure 44 : POP-UP Erreur - Impossibilité de supprimer un contexte lié à une collection

IV. Exporter en CSV la liste des contextes

- Cliquez sur le bouton d'export en CSV : 
- Un pop-up de confirmation apparaîtra :




Figure 45 : POP-UP de Confirmation d'export en CSV - Contextes

Vous obtiendrez l'export en CSV de la liste des contextes si vous cliquez sur « Valider ». Cet export comprend les informations générales du contexte.

V. Exporter un contexte au format PDF

- Cliquez sur un contexte dans le tableau listant les contextes.
- Cliquez sur le bouton export en PDF : 
Vous obtiendrez un PDF avec toutes les informations du contexte.

VI. Quitter le mode consultation d'un contexte

- Cliquez sur un contexte dans le tableau listant les contextes.
- Cliquez sur le bouton quitter : 
- Vous reviendrez à la liste des contextes

 SERVICE NUMÉRIQUE DE SANTÉ	Manuel d'utilisation du module GATSBI	TK_GATSBI_Manuel_Utilisation.docx
	MANUEL D'UTILISATION DU MODULE GATSBI	10/11/2025


7. Paramétrages

Un paramétrage permet de préremplir les formulaires dans TK. Le contexte et le paramétrage sont très complémentaires, car le contexte permet de définir un masque de saisie sur les formulaires TK et le paramétrage d'initialiser certains champs de ce masque.

I. Création d'un paramétrage

Pour créer un paramétrage :

- Cliquez sur le bouton : 
- Puis survolez les types de contextes pour choisir le contexte que vous voulez (utilisez le filtre pour faciliter votre recherche).
- Cliquez sur le contexte



The screenshot shows the Tumorot GATSBI interface. On the left, a dropdown menu is open, showing a list of contexts under the 'Prelevement' category. The main table displays a list of contexts and their types.

Contexte	Type de contexte
Contexte 1	Prelevement
Contexte 1	Prelevement
ctxTest	Prelevement
Premier contexte de prélèvement	Prelevement
[SAN] Ctx prélèvement	Prelevement
Premier contexte de prélèvement	Prelevement
[SAN] Ctx prélèvement	Prelevement
Premier contexte de prélèvement	Prelevement
[MEL] Contexte Prélèvement	Prelevement

Figure 46 : Tableau listant les paramétrages




Figure 47 : Page création d'un paramétrage

- Entrez le libellé du paramétrage en veillant à ce que ce libellé n'existe pas déjà pour ce contexte sinon un pop-up d'erreur apparaîtra :




Figure 48 : POP-UP Erreur - même libellé – paramétrage

Remarques :

- Les champs « contexte » et « type de contexte » se mettent automatiquement à jour lors de la sélection du contexte. Ils sont non modifiables.
- Après avoir renseigné le libellé du paramétrage, compléter les informations qui sont répertoriées dans chaque section
- Pour les champs associés à un thesaurus, vous pouvez sélectionner une valeur par défaut dans la liste de valeurs définies au niveau du contexte

 SERVICE NUMÉRIQUE DE SANTÉ	Manuel d'utilisation du module GATSBI	TK_GATSBI_Manuel_Utilisation.docx
	MANUEL D'UTILISATION DU MODULE GATSBI	10/11/2025

- Si vous êtes toujours en mode création/édition du paramétrage et que vous cliquez sur un autre paramétrage ou un onglet ou sur le bouton :  sans avoir sauvegarder, alors un pop-up de confirmation apparaît (figure n°23)

II. Édition du paramétrage

- Vous pouvez modifier votre paramétrage en cliquant sur le bouton :  et reprendre la procédure à partir de la page n°38 – Création d'un paramétrage

III. Suppression d'un paramétrage

- Vous pouvez supprimer votre paramétrage en cliquant sur le bouton :  un pop-up de confirmation de suppression apparaîtra (voir figure n°25)
- Si vous cliquez sur « Valider » le paramétrage sera supprimé sinon le paramétrage sera conservé.

IV. Exporter en CSV la liste des paramétrages

- Cliquez sur le bouton d'export en CSV : 
- Un pop-up de confirmation apparaîtra :




Figure 47 : POP-UP de Confirmation d'export en CSV - paramétrage

Vous obtiendrez l'export en CSV de la liste des paramétrages si vous cliquez sur « Valider ». Cet export comprend les informations générales du paramétrage.

V. Exporter en PDF un paramétrage

- Cliquez sur un paramétrage dans le tableau listant les paramétrages.
- Cliquez sur le bouton export en PDF : 
Vous obtiendrez un PDF avec toutes les informations du paramétrage.

VI. Quitter le mode consultation d'un paramétrage

- Cliquez sur un paramétrage dans le tableau listant les paramétrages.

 SERVICE NUMÉRIQUE DE SANTÉ	Manuel d'utilisation du module GATSBI	TK_GATSBI_Manuel_Utilisation.docx
	MANUEL D'UTILISATION DU MODULE GATSBI	10/11/2025

- Cliquez sur le bouton quitter : 
- Vous reviendrez à la page de départ